

 DENTAL IMPLANT SYSTEMS

Catalogo prodotti

Impianti in titanio con superficie BIO-ACTIVE,
componenti protesiche e strumentario per lo studio
odontoiatrico.

 TOP HEX


 TOP ZETA

 TOP WING

 TOP CONE

 TOP MINI

 TOP ONE





CHI SIAMO

Al fianco dello studio odontoiatrico

TopBioCare è un'azienda italiana che commercializza prodotti per l'implantologia dentale realizzati in Italia. Offriamo agli studi odontoiatrici una gamma completa di impianti in titanio, pensati per ogni situazione clinica, con le relative componenti protesiche, gli avvitatori e lo strumentario chirurgico.

Rapporto diretto

Un referente dedicato per ordini, misure e assistenza.

Consegne rapide

Le misure più usate sempre disponibili a magazzino.

Documentazione

Schede tecniche, istruzioni e certificati sempre consultabili.

Indice

- | | |
|--|--|
| <p>03 Qualità
Competenze, tecnologie, superficie BIO-ACTIVE</p> | <p>04 Confezione e codice colore
Sterilità e piattaforme</p> |
| <p>05 Schema avvitatori
Quale avvitatore per ogni impianto</p> | <p>06 TOP HEX
Esagono interno • componenti da pag. 08</p> |
| <p>18 TOP ZETA
Esagono interno tipo Z • componenti da pag. 21</p> | <p>20 TOP WING
Impianto pterigoideo • componenti da pag. 21</p> |
| <p>30 TOP CONE
Connessione conica 12° • componenti da pag. 32</p> | <p>43 TOP MINI
Mini impianto monofasico • componenti da pag. 44</p> |
| <p>45 TOP ONE
Monofasico • componenti da pag. 46</p> | <p>49 Viti sfuse
Viti di ricambio</p> |
| <p>50 Avvitatori e chiavi
Strumentario per impianti e protesica</p> | <p>58 Componenti chirurgiche
Frese, stop e mucotomi</p> |
| <p>63 Kit chirurgico
Strumentario e manutenzione</p> | <p>64 Protocollo chirurgico
Sequenze di foratura</p> |
| <p>65 Come ordinare
Contatti, consegna e documentazione</p> | |

QUALITÀ

La qualità al primo posto

Ogni fase, dalla progettazione alla produzione, dal controllo alla sterilizzazione e al confezionamento, segue procedure definite e controllate.

01

Competenze

Ingegneria biomedicale, odontoiatria e odontotecnica, ricerca e studi clinici, tecnologie dei materiali e dei processi.

02

Tecnologie

Progettazione CAD/CAM, macchinari CNC a 5 assi, trattamento di superficie BIO-ACTIVE, decontaminazione al plasma di argon, controllo qualità al microscopio elettronico (SEM).

03


Materiali

Titanio Gr. 4 e Gr. 5, acciaio, cromo-cobalto, zirconio, PEEK, POM-C e PMMA: materiali biocompatibili impiegati nei dispositivi e nelle componenti.

04

Sistema qualità

Processo controllato in ogni fase per sicurezza e rintracciabilità, con sistema di gestione della qualità del fabbricante ISO 13485 certificato da ICIM. Marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, organismo notificato 0425.



SUPERFICIE

Trattamento BIO-ACTIVE

Un doppio attacco acido organico: il primo crea il macro solco, il secondo la struttura micro-rugosa. Ogni impianto è poi decontaminato al plasma freddo. Studi istologici mostrano prestazioni migliori delle superfici BIO-ACTIVE rispetto a quelle "machined", soprattutto in osso di scarsa qualità: la micro-topografia interagisce con il coagulo e stimola la rigenerazione ossea.

Assenza di contaminazioni

Composizione chimica superficiale (analisi XPS, profondità circa 5 nm, % atomica):

C	O	Ti	N	Si	P
30,8	47,1	19,3	0,9	1,2	0,7

Valori di carbonio del 30-40% sono fisiologici. Una percentuale di titanio superiore al 10% è considerata soddisfacente.

CONFEZIONE

Sterilità protetta fino al sito implantare

Ogni impianto è alloggiato in un cilindro di titanio che preserva la sterilità e permette di trasferirlo dalla confezione al sito implantare senza manipolazioni né contaminazioni.

01 Tappo

03 Impianto

05 Vite tappo

07 Blister

seconda barriera sterile

02 Mounter


dove previsto

04 Cilindro di protezione in titanio

06 Boccetta in vetro

08 Scatola con etichette adesive

da applicare sul passaporto implantare del paziente



CODICE COLORE

Riconosci la piattaforma a colpo d'occhio

Ogni componente è contrassegnato da un colore in base alla piattaforma. Lo stesso colore è usato nelle tabelle codici di questo catalogo.



Slim

SP · NP



Medium

MP · RP



Large

LP



Monofasici

TOP MINI · TOP ONE

Come leggere le tabelle

Ø diametro dell'impianto · Hex misura dell'esagono · Pf diametro della piattaforma · NP / RP piattaforma stretta e regolare · lunghezze in mm. In ogni cella trovi il codice articolo da usare per l'ordine.

STRUMENTARIO

Schema avvitatori

Quale avvitatore usare per ogni impianto e per ogni componente protesica: da contrangolo, da cricchetto o manuale, nelle diverse lunghezze.

Per impianti

Connessione	Piattaforma	Contrangolo			Cricchetto		
		corto	medio	lungo	corto	medio	lungo
TOP HEX	Tutte	CAC-I	CAM-I		CRC-I	CRM-I	
TOP ZETA	Unica	CAC-I	CAM-I		CRC-I	CRM-I	
TOP WING	Unica	CAC-I	CAM-I		CRC-I	CRM-I	
TOP CONE	NP	W-CACC-I	W-CAC-I	W-CAM-I	W-CRCC-I	W-CRC-I	W-CRM-I
	RP	W-CATCC-I	W-CATC-I	W-CATM-I	W-CRTCC-I	W-CRTC-I	W-CRTM-I
TOP MINI	Unica	CAC-M			CRC-M		
TOP ONE	Unica	CAC-00			CRC-00		

Per protesica


Compatibile	Connessione	Contrangolo		Cricchetto		Manuale	
		corto	lungo	corto	lungo	corto	lungo
TOP CONE MUA TOP ONE MUA ang. TOP HEX	Torx 5	CATXC	CATXM	CRTXC	CRTXM	DRTXC	DRTXM
TOP HEX TOP ZETA	Hex 1,25	CATC-I	CATM-I	CRTC-I	CRTM-I	DRTC-I	DRTM-I
TOP WING	Hex 1,25	CATC-I	CATM-I	CRTC-I	CRTM-I	DRTC-I	DRTM-I
MUA dritti*	Hex 2,0	CAC-MD		CRC-MD			
Viti Torx 6**	Torx 6	CA0630-X					

* Solo per avvitare MUA dritti. ** Solo per viti Torx 6 per T-base angolati tipo B.

ESAGONO INTERNO

TOP HEX

Impianti a esagono interno progettati per le diverse procedure cliniche. La connessione esagonale interna è seguita da una porzione filettata identica per tutti gli impianti. Ogni impianto è fornito con la vite di copertura e con un mounter pre-assemblato, che facilita la manipolazione e può essere usato come transfer o come moncone.



TOP HEX SPIRA STRETTA

Indicata per osso più compatto (D1/D2), come nel caso del mascellare inferiore.

TOP HEX W SPIRA LARGA

Elevata stabilità primaria e ottimo avvvitamento anche in osso di qualità D3/D4.

- 01 Precisione della connessione 10 micron
- 02 Collo lucido 0,8 mm
- 03 Superficie BIO-ACTIVE per una migliore osteointegrazione
- 04 Filetto a doppio principio per una migliore stabilità primaria
- 05 Fresature apicali per un inserimento facilitato
- 06 Conicità apicale
- 07 Nucleo conico
- 08 Potere autofilettante

Flex · Platform switching Ø 5,0

L'impianto Ø 5,0 è disponibile in versione tradizionale (piattaforma blu) o con platform switching (piattaforma gialla), per la compatibilità protesica con Ø 3,75 e 4,25. La piattaforma Flex aiuta a conservare l'osso crestale e ad aumentare il volume dei tessuti molli.

 ESAGONO INTERNO

TOP HEX · codici e misure

Ogni impianto è fornito sterile con vite di copertura e mounter pre-assemblato.

TOP HEX Spira stretta · Titanio Gr. 4

Ø · lunghezza (mm)	7	8,5	10	11,5	13	15	18
Ø 3,30 Hex 2,4 · Pf 3,5	—	● 3308-SPI	● 3310-SPI	● 3311-SPI	● 3313-SPI	● 3315-SPI	—
Ø 3,75 Hex 2,4 · Pf 4,0	—	● 3708-MPI	● 3710-MPI	● 3711-MPI	● 3713-MPI	● 3715-MPI	● 3718-MPI
Ø 4,25 Hex 2,4 · Pf 4,0	● 4207-MPI	● 4208-MPI	● 4210-MPI	● 4211-MPI	● 4213-MPI	● 4215-MPI	—
Ø 5,0 Hex 2,4 · Pf 4,0 Flex	● 5007-MPI	● 5008-MPI	● 5010-MPI	● 5011-MPI	● 5013-MPI	—	—
Ø 5,0 Hex 2,4 · Pf 5,0	● 5007-LPI	● 5008-LPI	● 5010-LPI	● 5011-LPI	● 5013-LPI	—	—

TOP HEX W Spira larga · Titanio Gr. 4

Ø · lunghezza (mm)	7	8,5	10	11,5	13	15	18
Ø 3,30 Hex 2,4 · Pf 3,5	—	● K3308-SPI	● K3310-SPI	● K3311-SPI	● K3313-SPI	—	—
Ø 3,75 Hex 2,4 · Pf 4,0	—	● K3708-MPI	● K3710-MPI	● K3711-MPI	● K3713-MPI	● K3715-MPI	● K3718-MPI
Ø 4,25 Hex 2,4 · Pf 4,0	● K4207-MPI	● K4208-MPI	● K4210-MPI	● K4211-MPI	● K4213-MPI	● K4215-MPI	—
Ø 5,00 Hex 2,4 · Pf 4,0	● K5007-MPI	● K5008-MPI	● K5010-MPI	● K5011-MPI	● K5013-MPI	—	—

Vite di guarigione

Realizzata in **titanio Gr. 5**. Indicata per il **condizionamento dei tessuti molli**.
Viene utilizzata per la **preparazione** del sito implantare per l'**inserimento** della sovrastruttura. Ampia scelta di altezze.



	Diametro	Altezza (mm)	Codice
● Piattaforma 3.5 mm	4.0	3	VG30-SPI
		4	VG40-SPI
		5	VG50-SPI
		7	VG70-SPI
● Piattaforma 4.0 mm	4.5	3	VG30-MPI
		4	VG40-MPI
		5	VG50-MPI
		7	VG70-MPI
● Piattaforma 5.0 mm	5.5	2	VG20-LPI
		4	VG40-LPI

Analogo all'impianto

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Riproduce fedelmente la **connessione dell'impianto**.
Utilizzato per la preparazione di modelli in **laboratorio**.



	Altezza (mm)	Codice
● Piattaforma 3.5 mm	14	AN-SPI
● Piattaforma 4.0 mm	14	AN-MPI
● Piattaforma 5.0 mm	14	AN-LPI

Transfer da impronta tecnica pick-up

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite di chiusura in titanio** da 21 mm.
Da utilizzare con un **cucchiaino forato**, per una **presa d'impronta** più precisa.



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma 3.5 mm	13	TR-SPI	VTR-I
● Piattaforma 4.0 mm	13	TR-MPI	VTR-I
● Piattaforma 5.0 mm	13	TR-LPI	VTR-I

Transfer a strappo

INCLUSO in ogni impianto Es. Int. Realizzato in **titanio Gr. 5**

Fornito con **vite di chiusura in titanio**. Utilizzabile anche con **vite lunga VTR-I**



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma 3.5 mm	9	TRS-SPI	VS-I
● Piattaforma 4.0 mm	9	TRS-MPI	VS-I
● Piattaforma 5.0 mm	9	TRS-LPI	VS-I

Transfer da impronta a tre sezioni

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **cilindro e vite di chiusura in titanio**

Rimuovendo il cilindro centrale è possibile mantenere la precisione dell'impronta anche **tra impianti disparalleli**.



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma 3.5 mm	12	TR3-SPI	CTR3-I
● Piattaforma 4.0 mm	12	TR3-MPI	CTR3-I
● Piattaforma 5.0 mm	12	TR3-LPI	CTR3-I

Moncone per provvisori

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con vite di **chiusura in titanio**

Disponibile **antirotazione (HEX)** e **rotante (NO HEX)**.

Indicato per la realizzazione di **protesi provvisorie con carico immediato**.



	Altezza	Tipo	Codice	Codice vite
● Piattaforma 3.5 mm	15	hex	MTE-SPI	VS-I
		no hex	MTNE-SPI	
● Piattaforma 4.0 mm	15	hex	MTE-MPI	VS-I
		no hex	MTNE-MPI	
● Piattaforma 5.0 mm	15	hex	MTE-LPI	VS-I
		no hex	MTNE-LPI	

Moncone dritto in titanio spallato

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite di chiusura in titanio**.

Utilizzabile per **protesi cementate, corone singole o ponti**. La spalla determina la chiusura del margine coronale. **Fresabile** secondo le necessità protesiche.



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma 3.5 mm	10	MD-SPI	VS-I
● Piattaforma 4.0 mm	10	MD-MPI	VS-I
● Piattaforma 5.0 mm	10	MD-LPI	VS-I

Moncone dritto in titanio standard

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite di chiusura in titanio**.

Utilizzabile per **protesi cementate, corone singole o ponti**.

Fresabile secondo le necessità protesiche.



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma 3.5 mm	10	MDS-SPI	VS-I
● Piattaforma 4.0 mm	10	MDS-MPI	VS-I
● Piattaforma 5.0 mm	10	MDS-LPI	VS-I

Moncone angolato

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con vite di **chiusura in titanio**

Adatto per la **correzione di disparallelismi**.



	Altezza (mm)	Inclinazione	Codice	Codice vite
● Piattaforma 3.5 mm	10	15°	MA15-SPI	VS-I
		25°	MA25-SPI	
● Piattaforma 4.0 mm	10	15°	MA15-MPI	VS-I
		25°	MA25-MPI	
● Piattaforma 5.0 mm	10	15°	MA15-LPI	VS-I

Moncone in peek

Realizzato in **PEEK**. Fornito con vite di chiusura in titanio
Combinazione perfetta tra **flessibilità di utilizzo** e **resistenza**. Il peek è un polimero autolubrificante altamente biocompatibile, con **bassa conduttività** e **alta resistenza chimica**. Il suo colore naturale consente manufatti **altamente estetici**.
Fresabile secondo le necessità protesiche.



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma 3.5 mm	10	MTP-SPI	VS-I
● Piattaforma 4.0 mm	10	MTP-MPI	VS-I
● Piattaforma 5.0 mm	10	MTP-LPI	VS-I

Moncone calcinabile

Realizzato in **PMMA**. Fornito con vite di **chiusura in titanio**
Disponibile **antirotazione (HEX)** e **rotante (NO HEX)**
Fresabile e fondibile secondo le esigenze.



	Altezza	Tipo	Codice	Codice vite
● Piattaforma 3.5 mm	13	hex	MCE-SPI	VS-I
		no hex	MCNE-SPI	
● Piattaforma 4.0 mm	13	hex	MCE-MPI	VS-I
		no hex	MCNE-MPI	
● Piattaforma 5.0 mm	13	hex	MCE-LPI	VS-I
		no hex	MCNE-LPI	

Moncone a sfera per overdenture

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Rivestimento **TIN** sulla sfera. Indicato per **protesi mobili**.
Da utilizzare con un **contenitore** in acciaio ed una **cappetta** in nylon.



	Diametro Ø sfera	Altezza	Codice
● Piattaforma 3.5 mm	2.5	1	MS01-SPI
		2	MS02-SPI
		3	MS03-SPI
		4	MS04-SPI
● Piattaforma 4.0 mm	2.5	1	MS01-MPI
		2	MS02-MPI
		3	MS03-MPI
		4	MS04-MPI
● Piattaforma 5.0 mm	2.5	1	MS01-LPI
		2	MS02-LPI
		3	MS03-LPI

T-base

Destinati ad essere utilizzati dai **laboratori odontotecnici** che dispongono centri di lavoro **CAD-CAM**. Nello specifico, l'utilizzo è analogo a quello dei **monconi dritti**, con la differenza che sono specificamente progettati per l'**incollaggio di manufatti fresati**. Durante la fase di progettazione CAD CAM è possibile modellare una corona con caratteristiche perfettamente idonee alle dimensioni biologiche del paziente, **stabilendone la posizione** con un'approssimazione di pochi micron. Vengono realizzate nelle due varianti **rotante** e **non rotante** per permetterne l'utilizzo sia su elementi singoli sia su arcate o semiarcate.

Il t-base h 7 mm è disponibile con vite torx dedicata quando è necessario correggere una inclinazione



HEX



NO HEX



	Altezza	Tipo	Codice	Codice vite
● Piattaforma NP	4	hex	TBEA-SPI	VS-I
		no hex	TBNEA-SPI	
	7	hex	TBEB-SPI	VST6-18
		no hex	TBNEB-SPI	
● Piattaforma RP	4	hex	TBEA-MPI	VS-I
		no hex	TBNEA-MPI	
	7	hex	TBEB-MPI	VST6-18
		no hex	TBNEB-MPI	

Monconi CR-CO

Si tratta di un **prodotto alternativo ai monconi calcinabili**, quindi destinato a essere impiegato in **laboratorio** con la tecnica della fusione a cera persa; la principale differenza risiede nel fatto che, nei monconi UCLA, la parte della connessione implantare viene realizzata tramite **tornitura in Cromo Cobalto**. Su questa base viene assemblata per incastro la parte **calcinabile** realizzata in **PMMA**.

A seguito della fusione, il moncone si presenta come un unico pezzo, privo di giunzioni meccaniche, dove però l'unica parte fusa è quella coronale, mentre la connessione tornita mantiene inalterate le sue caratteristiche dimensionali e funzionali e non richiede interventi di ripresa e finitura. Contrariamente a quanto avviene con i **monconi calcinabili**, dove la realizzazione di una connessione perfettamente efficiente è subordinata alla qualità della fusione e all'abilità dell'odontotecnico nell'effettuare la ripresa della stessa.



	Tipo	Codice	Codice vite
● Piattaforma 3.5 mm	hex	MCRE-SPI	VS-I
	no hex	MCRNE-SPI	
● Piattaforma 4.0 mm	hex	MCRE-MPI	VS-I
	no hex	MCRNE-MPI	

Scan body

Utilizzato per la **rilevazione**, con l'ausilio di **scanner**, dell'esatta posizione **dell'impianto endosseo**. Il fine è quello di ricostruire materialmente o virtualmente l'esatta **riproduzione** del cavo orale che dovrà ricevere la protesi dentaria.



	Descrizione	Codice	Codice vite
● Piattaforma 3.5 mm	per esagono interno SP	SCAN-SPI	VS-I
	per esagono interno MP	SCAN-MPI	
● Piattaforma 4.0 mm	per esagono interno SP	SCAN-SPI	VS-I
	per esagono interno MP	SCAN-MPI	

Analogo digitale

L'analogo **riproduce la connessione dell'impianto al moncone** ed è utilizzato dall'odontotecnico. Viene **connesso** al transfer e successivamente **coperto** dalla **colata in gesso**. Realizzati nella versione **digitale** sono indicati per coloro che realizzano impronte con **scanner intraorali**.



	Codice	Codice vite
● Piattaforma 3.5 mm	AND-SPI	-
	ANDV-SPI	Z-VAND-I
● Piattaforma 4.0 mm	AND-MPI	-
	ANDV-MPI	Z-VAND-I

Moncone Mua dritto

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite** di chiusura in titanio.

Dispositivo in **plastica (ALPORT)** **pre-assemblato**.

Indicato per la **zona anteriore**.



● Piattaforma **4.0 mm**

Altezza (mm)	Codice
1	U-MD1-MPI
2	U-MD2-MPI
3	U-MD3-MPI

Moncone Mua angolato

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite** di chiusura in titanio.

Posizionatore in **acciaio (MAAST)** **pre-assemblato**.

Indicato per la **zona anteriore**.



● Piattaforma **4.0 mm**

Angolazione	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
17°	2	U-MA172-MPI	MAVIT-I
	3	U-MA173-MPI	

● Piattaforma **4.0 mm**

Angolazione	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
30°	4	U-MA304-MPI	MAVIT-I
	5	U-MA305-MPI	

Vite di guarigione Mua

Realizzata in **POM-C**. Fornita con **vite** di chiusura in titanio.
Indicata per il **condizionamento dei tessuti molli**.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
4	U-CC-MPE	ALTAPS
8	U-CL-MPE	

Transfer d'impronta Mua

Realizzato in **titanio Gr. 5**.
Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
10	U-TR-MPE	ALICMAS

Analogo da laboratorio Mua

Realizzato in **titanio Gr. 5**.
Riproduce la **connessione** del Mua.



Altezza (mm)	Codice
13	U-AN-MPE

Cilindro provvisorio ritentivo Mua

Realizzato in **titanio Gr. 5**.

Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
12	U-MT-MPE	ALTAPS

Cilindro provvisorio liscio Mua

Realizzato in **titanio Gr. 5**.

Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
10	U-MTL-MPE	ALTAPS

Moncone da saldatura

Realizzato in **titanio Gr. 5**.

Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
12	U-MTL1-MPE	ALTAPS

Moncone calcinabile Mua

Realizzato in **POM-C**. Fornito con **vite** di chiusura in titanio.

Fresabile e fondibile secondo le esigenze.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
10	U-C-MPE	ALTAPS

Moncone calcinabile con base cromo-cobalto Mua

Realizzato in **cromo-cobalto** con parte calcinabile in PMMA.
Vite di chiusura **inclusa**.



Codice	Codice vite
U-MCRNE-MPE	ALTAPS

Scan body Mua

Utilizzato per la **rilevazione**, con l'ausilio di **scanner**, dell'esatta **posizione** dell'impianto endosseo. Il fine è quello di **ricostruire** materialmente o virtualmente l'esatta **riproduzione del cavo orale** che dovrà ricevere la protesi dentaria.



Codice	Codice vite
U-SCAN-MPE	ALTAPS

Analogo digitale Mua

L'analogo riproduce la **connessione dell'impianto al moncone** ed è utilizzato dall'odontotecnico. Viene connesso al **transfer** e successivamente coperto dalla **colata in gesso**. Realizzati nella versione **digitale** sono indicati per coloro che realizzano impronte con **scanner intraorali**.




Codice	Codice vite
U-AND-MPE	-
U-ANDV-MPE	Z-VAND-I 

ESAGONO INTERNO TIPO Z

TOP ZETA

Impianti a esagono interno tipo Z, progettati per le diverse procedure cliniche. La connessione esagonale interna è seguita da una porzione filettata identica per tutti gli impianti. Ogni impianto è fornito con la vite di copertura.



TOP ZETA
Spira stretta

TOP ZETA M
Spira media

TOP ZETA SPIRA STRETTA

Indicata per osso più compatto (D1/D2), come nel caso del mascellare inferiore.

TOP ZETA M SPIRA MEDIA

Elevata stabilità primaria e ottimo avvitaamento in tutte le tipologie di osso.

- 01 Precisione della connessione 10 micron
- 02 Collo lucido 0,8 mm
- 03 Superficie BIO-ACTIVE per una migliore osteointegrazione
- 04 Filetto a doppio principio per una migliore stabilità primaria
- 05 Fresature apicali per un inserimento facilitato
- 06 Conicità apicale
- 07 Nucleo conico
- 08 Potere autofilettante

ESAGONO INTERNO TIPO Z

TOP ZETA · codici e misure

Ogni impianto è fornito sterile con vite di copertura.

TOP ZETA Spira stretta · Titanio Gr. 4

Ø · lunghezza (mm)	7	8,5	10	11,5	13	15	18
Ø 3,75 Hex 2,43 · Pf 3,5	● Z3707-MPI	● Z3708-MPI	● Z3710-MPI	● Z3711-MPI	● Z3713-MPI	● Z3715-MPI	● Z3718-MPI
Ø 4,20 Hex 2,43 · Pf 3,5	● Z4207-MPI	● Z4208-MPI	● Z4210-MPI	● Z4211-MPI	● Z4213-MPI	● Z4215-MPI	—
Ø 5,0 Hex 2,43 · Pf 3,5	● Z5007-MPI	● Z5008-MPI	● Z5010-MPI	● Z5011-MPI	● Z5013-MPI	—	—

TOP ZETA M Spira media · Titanio Gr. 4

Ø · lunghezza (mm)	7	8,5	10	11,5	13	15	18
Ø 3,30 Hex 2,43 · Pf 3,5	—	● ZMK3308-MPI	● ZMK3310-MPI	● ZMK3311-MPI	● ZMK3313-MPI	● ZMK3315-MPI	—
Ø 3,75 Hex 2,43 · Pf 3,5	● ZMK3707-MPI	● ZMK3708-MPI	● ZMK3710-MPI	● ZMK3711-MPI	● ZMK3713-MPI	● ZMK3715-MPI	● ZMK3718-MPI
Ø 4,20 Hex 2,43 · Pf 3,5	● ZMK4207-MPI	● ZMK4208-MPI	● ZMK4210-MPI	● ZMK4211-MPI	● ZMK4213-MPI	● ZMK4215-MPI	—
Ø 5,0 Hex 2,43 · Pf 3,5	● ZMK5007-MPI	● ZMK5008-MPI	● ZMK5010-MPI	● ZMK5011-MPI	● ZMK5013-MPI	—	—

 **IMPIANTO PTERIGOIDEO**

TOP WING

Il posizionamento di un impianto pterigoideo permette di superare i limiti degli impianti tradizionali nelle regioni molari superiori con volumi ossei ridotti. TOP WING è progettato per la regione pterigoidea: il design ne facilita l'uso e garantisce una stabilità ottimale.



TOP WING
Pterigoideo

- | | |
|---|---|
| <p>01 Titanio Gr. 4 altamente biocompatibile</p> <hr/> <p>03 Colletto macchinato da 4 mm per l'integrazione dei tessuti</p> <hr/> <p>05 Corpo interno conico</p> <hr/> | <p>02 Connessione esagonale interna</p> <hr/> <p>04 Soluzione per il mascellare posteriore atrofico, a ridotta invasività</p> <hr/> <p>06 Doppia filettatura a passo largo</p> <hr/> |
|---|---|

TOP WING Pterigoideo · Titanio Gr. 4

Ø · lunghezza (mm)	18	20	22	24	26	28
Ø 4,20 Hex 2,4 · Pf 4,0	ZK4218-MPI-P	ZK4220-MPI-P	ZK4222-MPI-P	ZK4224-MPI-P	ZK4226-MPI-P	ZK4228-MPI-P

Vite di guarigione

Realizzata in **titanio Gr. 5**. Indicata per il **condizionamento dei tessuti molli**.
Viene utilizzata per la **preparazione** del sito implantare per l'**inserimento** della sovrastruttura. Ampia scelta di altezze.



● Piattaforma **regular**

Diametro	Altezza (mm)	Codice
4.5	3	Z-VG30-MPI
	4	Z-VG40-MPI
	5	Z-VG50-MPI
	7	Z-VG70-MPI

Analogo all'impianto

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Riproduce fedelmente la **connessione dell'impianto**.
Utilizzato per la preparazione di modelli in **laboratorio**.



● Piattaforma **regular**

Altezza (mm)	Codice
14	Z-AN-MPI

Transfer da impronta tecnica pick-up

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite di chiusura in titanio** da 21 mm.
Da utilizzare con un **cucchiaino forato**, per una **presa d'impronta** più precisa.



● Piattaforma **regular**

Altezza (mm)	Codice	Codice vite
13	Z-TR-MPI	VTR-Z

Transfer a strappo


Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite di chiusura in titanio**.
Utilizzabile anche con **vite lunga VTR-Z**



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma regular	9	Z-TRS-MPI	VS-Z

Moncone per provvisori

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con vite di **chiusura in titanio**.
Disponibile **antirotazione (HEX)** e **rotante (NO HEX)**.
Indicato per la realizzazione di **protesi provvisorie con carico immediato**.



	Altezza	Tipo	Codice	Codice vite
● Piattaforma regular	15	hex	Z-MTE-MPI	VS-Z
		no hex	Z-MTNE-MPI	

Moncone dritto in titanio spallato

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite di chiusura in titanio**.
Utilizzabile per **protesi cementate, corone singole o ponti**. La spalla determina la chiusura del margine coronale. **Fresabile** secondo le necessità protesiche.



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma regular	10	Z-MD-MPI	VS-Z

Moncone dritto in titanio standard

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite di chiusura in titanio**.

Utilizzabile per **protesi cementate, corone singole o ponti**.

Fresabile secondo le necessità protesiche.



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma 4.0 mm	10	Z-MDS-MPI	VS-Z

Moncone dritto a finire

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite di chiusura in titanio**.



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma 4.0 mm	10	Z-MDB-MPI	VS-Z

Moncone angolato

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con vite di **chiusura in titanio**

Adatto per la **correzione di disparallelismi**.



	Altezza (mm)	Inclinazione	Codice	Codice vite
● Piattaforma regular	10	15°	Z-MA15-MPI	VS-Z
		25°	Z-MA25-MPI	

Moncone calcinabile

Realizzato in **PMMA**. Fornito con vite di **chiusura in titanio**

Disponibile **antirrotazione (HEX)** e **rotante (NO HEX)**

Fresabile e fondibile secondo le esigenze.



	Altezza	Tipo	Codice	Codice vite
● Piattaforma regular	13	hex	Z-MCE-MPI	VS-Z
		no hex	Z-MCNE-MPI	

Monconi tipo Locator

Paragonabili ai monconi a sfera. Gli attacchi di questo tipo offrono prestazioni ottimali per l'applicazione di **Overdenture** su impianti dentali. Essi si applicano sugli Impianti per la **riabilitazione** con Overdenture. L'Abutment **funziona da pivot** all'interno del ritentore inserito nella cappetta metallica fissata nella protesi, lasciandole agio di movimento e al contempo fornendo una **ritenzione ottimale**. Esso rimane connesso con la **Cappetta** metallica nell'Overdenture attraverso il ritentore che ha ampio range di movimento. La caratteristica **autocentrante** degli attacchi consente ai Pazienti di posizionare la propria protesi mobile **semplicemente e senza causare danni** alle sue diverse componenti.



● Piattaforma **regular**

Altezza	Codice
1	Z-MSL01-MPI
2	Z-MSL02-MPI
3	Z-MSL03-MPI
4	Z-MSL04-MPI
5	Z-MSL05-MPI

Accessori per Locator

Include **6 elementi**.

Codice
CP-LOC



T-base

Destinati ad essere utilizzati dai **laboratori odontotecnici** che dispongono centri di lavoro **CAD-CAM**. Nello specifico, l'utilizzo è analogo a quello dei **monconi dritti**, con la differenza che sono specificamente progettati per l'**incollaggio di manufatti fresati**. Durante la fase di progettazione CAD CAM è possibile modellare una corona con caratteristiche perfettamente idonee alle dimensioni biologiche del paziente, **stabilendone la posizione** con un'approssimazione di pochi micron. Vengono realizzate nelle due varianti **rotante** e **non rotante** per permetterne l'utilizzo sia su elementi singoli sia su arcate o semiarcate.

Il t-base h 7 mm è disponibile con vite torx dedicata quando è necessario correggere una inclinazione




	Altezza	Tipo	H Trasmucosa	Codice	Codice vite
● Piattaforma regular	4	hex	h 0.3	Z-TBE0A-MPI	VS-Z
			h 1.5	Z-TBEA-MPI	
			h 3	Z-TBE3A-MPI	
		no hex	h 0.3	Z-TBNE0A-MPI	
			h 1.5	Z-TBNEA-MPI	
			h 3	Z-TBNE3A-MPI	
	7	hex	h 0.3	Z-TBE0B-MPI	VST6-172
			h 1.5	Z-TBEB-MPI	
			h 3	Z-TBEC-MPI	
		no hex	h 0.3	Z-TBNE0B-MPI	
			h 1.5	Z-TBNEB-MPI	
			h 3	Z-TBNEC-MPI	

Monconi CR-CO

Si tratta di un **prodotto alternativo ai monconi calcinabili**, quindi destinato a essere impiegato in **laboratorio** con la tecnica della fusione a cera persa; la principale differenza risiede nel fatto che, nei monconi UCLA, la parte della connessione implantare viene realizzata tramite **tornitura** in **Cromo Cobalto**. Su questa base viene assemblata per incastro la parte **calcinabile** realizzata in **PMMA**.

A seguito della fusione, il moncone si presenta come un unico pezzo, privo di giunzioni meccaniche, dove però l'unica parte fusa è quella coronale, mentre la connessione tornita mantiene inalterate le sue caratteristiche dimensionali e funzionali e non richiede interventi di ripresa e finitura. Contrariamente a quanto avviene con i **monconi calcinabili**, dove la realizzazione di una connessione perfettamente efficiente è subordinata alla qualità della fusione e all'abilità dell'odontotecnico nell'effettuare la ripresa della stessa.



● Piattaforma **regular**

Tipo	Codice	Codice vite
hex	Z-MCRE-MPI	VS-Z
no hex	Z-MCRNE-MPI	

Scan body

Utilizzato per la **rilevazione**, con l'ausilio di **scanner**, dell'esatta posizione **dell'impianto endosseo**. Il fine è quello di ricostruire materialmente o virtualmente l'esatta **riproduzione** del cavo orale che dovrà ricevere la protesi dentaria.



● Piattaforma **regular**

Codice	Codice vite
Z-SCAN-MPI	VS-Z

Analogo digitale

L'analogo **riproduce la connessione dell'impianto al moncone** ed è utilizzato dall'odontotecnico. Viene **connesso** al transfer e successivamente **coperto** dalla **colata in gesso**. Realizzati nella versione **digitale** sono indicati per coloro che realizzano impronte con **scanner intraorali**.



● Piattaforma **regular**

Codice	Codice vite
Z-AND-MPI	-
Z-ANDV-MPI	Z-VAND-I

Moncone Mua dritto

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite** di chiusura in titanio.
Dispositivo in **plastica (ALPORT)** **pre-assemblato**.
Indicato per la **zona anteriore**.



● Piattaforma **regular**

Altezza (mm)	Codice
1	Z-UMD1-MPI
2	Z-UMD2-MPI
3	Z-UMD3-MPI

Moncone Mua angolato

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite** di chiusura in titanio.
Posizionatore in **acciaio (MAAST)** **pre-assemblato**.
Indicato per la **zona anteriore**.



● Piattaforma **regular**

Angolazione	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
17°	2	Z-UMA172-MPI	MAVIT-Z
	3	Z-UMA173-MPI	

● Piattaforma **regular**

Angolazione	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
30°	3	Z-UMA303-MPI	MAVIT-Z
	4	Z-UMA304-MPI	
	5	Z-UMA305-MPI	

● Piattaforma **regular**

Angolazione	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
42°	3	Z-UMA423-MPI	MAVIT-Z
	4	Z-UMA424-MPI	

● Piattaforma **regular**

Angolazione	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
60°	5	Z-UMA605-MPI	MAVIT-Z

Vite di guarigione Mua

Realizzata in **POM-C**. Fornita con **vite** di chiusura in titanio.
Indicata per il **condizionamento dei tessuti molli**.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
4	U-CC-MPE	ALTAPS
8	U-CL-MPE	

Transfer d'impronta Mua

Realizzato in **titanio Gr. 5**.
Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
10	U-TR-MPE	ALICMAS

Analogo da laboratorio Mua

Realizzato in **titanio Gr. 5**.
Riproduce la **connessione** del Mua.



Altezza (mm)	Codice
13	U-AN-MPE

Cilindro provvisorio ritentivo Mua

Realizzato in **titanio Gr. 5**.

Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
12	U-MT-MPE	ALTAPS

Cilindro provvisorio liscio Mua

Realizzato in **titanio Gr. 5**.

Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
10	U-MTL-MPE	ALTAPS

Moncone da saldatura

Realizzato in **titanio Gr. 5**.

Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
12	U-MTL1-MPE	ALTAPS

Moncone calcinabile Mua

Realizzato in **POM-C**. Fornito con **vite** di chiusura in titanio.

Fresabile e fondibile secondo le esigenze.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
10	U-C-MPE	ALTAPS

Moncone calcinabile con base cromo-cobalto Mua

Realizzato in **cromo-cobalto** con parte calcinabile in PMMA.
Vite di chiusura **inclusa**.



Codice	Codice vite
U-MCRNE-MPE	ALTAPS

Scan body Mua

Utilizzato per la **rilevazione**, con l'ausilio di **scanner**, dell'esatta **posizione** dell'impianto endosseo. Il fine è quello di **ricostruire** materialmente o virtualmente l'esatta **riproduzione del cavo orale** che dovrà ricevere la protesi dentaria.



Codice	Codice vite
U-SCAN-MPE	ALTAPS

Analogo digitale Mua

L'analogo riproduce la **connessione dell'impianto al moncone** ed è utilizzato dall'odontotecnico. Viene connesso al **transfer** e successivamente coperto dalla **colata in gesso**. Realizzati nella versione **digitale** sono indicati per coloro che realizzano impronte con **scanner intraorali**.




Codice	Codice vite
U-AND-MPE	-
U-ANDV-MPE	Z-VAND-I 

CONNESSIONE CONICA 12°

TOP CONE

Impianti a esagono interno con connessione conica 12° e blocco esagonale. Questo accoppiamento offre un'elevata resistenza meccanica, paragonabile a un impianto monoblocco, e l'assenza di micro-movimenti tra impianto e abutment. Ogni impianto è fornito con la vite di copertura.



TOP CONE SPIRA STRETTA

Indicata per osso più compatto (D1/D2), come nel caso del mascellare inferiore.

TOP CONE W SPIRA LARGA

Elevata stabilità primaria anche in osso D3/D4, ottimizzando il volume di osso e tessuti molli.

- 01 Precisione della connessione 10 micron
- 02 Superficie BIO-ACTIVE per una migliore osteointegrazione
- 03 Filetto a doppio principio
- 04 Fresature apicali per un inserimento facilitato
- 05 Conicità apicale e nucleo conico
- 06 Potere autofilettante

I vantaggi della connessione conica

Stabilità dei tessuti a lungo termine · sigillo interno che contrasta l'infiltrazione batterica · migliore distribuzione dei carichi laterali · nessuna mobilità del moncone dopo la protesizzazione.

CONNESSIONE CONICA 12°

TOP CONE · codici e misure

Ogni impianto è fornito sterile con vite di copertura.

TOP CONE Spira stretta · Titanio Gr. 4

Ø · lunghezza (mm)	6	7	8,5	10	11,5	13	15	17
Ø 3,30 Hex 2,25 · NP	—	—	● W3308-SPI	● W3310-SPI	● W3311-SPI	● W3313-SPI	—	—
Ø 3,75 Hex 2,25 · NP	—	—	● W3708-SPI	● W3710-SPI	● W3711-SPI	● W3713-SPI	● W3715-SPI	● W3717-SPI
Ø 4,25 Hex 2,65 · RP	—	● W4207-MPI	● W4208-MPI	● W4210-MPI	● W4211-MPI	● W4213-MPI	● W4215-MPI	—
Ø 5,0 Hex 2,65 · RP	● W5006-MPI	● W5007-MPI	● W5008-MPI	● W5010-MPI	● W5011-MPI	● W5013-MPI	—	—
Ø 5,5 Hex 2,65 · RP	● W5506-MPI	● W5507-MPI	● W5508-MPI	—	—	—	—	—

TOP CONE W Spira larga · Titanio Gr. 4

Ø · lunghezza (mm)	6	7	8,5	10	11,5	13	15	17
Ø 3,30 Hex 2,25 · NP	—	—	● WK3308-SPI	● WK3310-SPI	● WK3311-SPI	● WK3313-SPI	—	—
Ø 3,75 Hex 2,25 · NP	—	—	● WK3708-SPI	● WK3710-SPI	● WK3711-SPI	● WK3713-SPI	● WK3715-SPI	—
Ø 4,25 Hex 2,65 · RP	—	● WK4207-MPI	● WK4208-MPI	● WK4210-MPI	● WK4211-MPI	● WK4213-MPI	● WK4215-MPI	—
Ø 5,0 Hex 2,65 · RP	● WK5006-MPI	● WK5007-MPI	● WK5008-MPI	● WK5010-MPI	● WK5011-MPI	● WK5013-MPI	—	—
Ø 5,5 Hex 2,65 · RP	● WK5506-MPI	● WK5507-MPI	● WK5508-MPI	—	—	—	—	—

Vite di guarigione

Realizzata in **titanio Gr. 5**. Indicata per il **condizionamento dei tessuti molli**.
Viene utilizzata per la **preparazione** del sito implantare per l'**inserimento** della sovrastruttura. Ampia scelta di altezze.



	Diametro	Altezza (mm)	Codice
● Piattaforma NP	4.0	3	W-VG30-SPI
		4	W-VG40-SPI
		5	W-VG50-SPI
		7	W-VG70-SPI
● Piattaforma RP	4.5	3	W-VG30-MPI
		4	W-VG40-MPI
		5	W-VG50-MPI
		7	W-VG70-MPI

Analogo all'impianto

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Riproduce fedelmente la **connessione dell'impianto**.
Utilizzato per la preparazione di modelli in **laboratorio**.



	Altezza (mm)	Codice
● Piattaforma NP	14	W-AN-SPI
● Piattaforma RP	14	W-AN-MPI

Transfer da impronta tecnica pick-up

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite di chiusura in titanio** da 21 mm.
Da utilizzare con un **cucchiaino forato**, per una **presa d'impronta** più precisa.



	Altezza (mm)	Altezza intra (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma NP	13	1.5	W-TR1-SPI	W-VT-SPI
		3	W-TR3-SPI	
● Piattaforma RP	13	1.5	W-TR1-MPI	W-VT-MPI
		3	W-TR3-MPI	

Transfer da impronta a strappo

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite di chiusura in titanio**.
Utilizzabile anche con **vite lunga VTR-I**



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma NP	9	W-TRS-SPI	W-VT-SPI
● Piattaforma RP	9	W-TRS-MPI	W-VT-MPI

Moncone per provvisori

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con vite di **chiusura in titanio**.
Disponibile **antirotazione (HEX)** e **rotante (NO HEX)**.
Indicato per la realizzazione di **protesi provvisorie con carico immediato**.



	Altezza	Tipo	Altezza intra	Codice	Codice vite
● Piattaforma NP	15	hex	1.5	W-MTE1-SPI	VSSP
			3	W-MTE3-SPI	
		no hex	1.5	W-MTNE1-SPI	
			3	W-MTNE3-SPI	
● Piattaforma RP	15	hex	1.5	W-MTE1-MPI	VSMP
			3	W-MTE3-MPI	
		no hex	1.5	W-MTNE1-MPI	
			3	W-MTNE3-MPI	

Moncone dritto in titanio standard

Realizzato in **titanio Gr. 5**.
Fornito con **vite di chiusura in titanio**.



	Altezza (mm)	Altezza transmucosa	Codice	Codice vite
● Piattaforma NP	10	1.5	W-MDS1-SPI	VSSP
		3	W-MDS3-SPI	
● Piattaforma RP	10	1.5	W-MDS1-MPI	VSMP
		3	W-MDS3-MPI	

Moncone dritto a finire

Realizzato in **titanio Gr. 5**.

Fornito con **vite di chiusura in titanio**.



	Altezza (mm)	Altezza intra	Codice	Codice vite
● Piattaforma NP	10	senza spalla	W-MDF1A-SPI	VSSP
● Piattaforma RP	10	senza spalla	W-MDF1A-MPI	VSMP

Moncone dritto in titanio spallato

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite di chiusura in titanio**.

Utilizzabile per **protesi cementate, corone singole o ponti**. La spalla determina la chiusura del margine coronale. **Fresabile** secondo le necessità protesiche.



	Altezza (mm)	Altezza intra	Codice	Codice vite
● Piattaforma NP	10	1.5	W-MD1-SPI	VSSP
		3	W-MD3-SPI	
● Piattaforma RP	10	1.5	W-MD1-MPI	VSMP
		3	W-MD3-MPI	

Moncone angolato

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con vite di **chiusura in titanio**.

Adatto per la **correzione di disallineamenti**.



	Altezza (mm)	Altezza intra	Angolazione	Codice	Codice vite
● Piattaforma NP	10	1.5	15°	W-MA151-SPI	VSSP
		3		W-MA153-SPI	
		1.5	25°	W-MA251-SPI	
		3		W-MA253-SPI	
● Piattaforma RP	10	1.5	15°	W-MA151-MPI	VSMP
		3		W-MA153-MPI	
		1.5	25°	W-MA251-MPI	
		3		W-MA253-MPI	

Moncone a sfera

Realizzato in **titanio Gr. 5. Trattamento TIN** sulla sfera. Indicato per **protesi mobili**. Da utilizzare con un **contenitore** in acciaio ed una **cappetta** in nylon.



	Diametro Ø sfera	Altezza	Codice
● Piattaforma NP	2.5	1	W-MS01-SPI
		2	W-MS02-SPI
		3	W-MS03-SPI
		4	W-MS04-SPI
● Piattaforma RP	2.5	1	W-MS01-MPI
		2	W-MS02-MPI
		3	W-MS03-MPI
		4	W-MS04-MPI

Moncone Locator

Paragonabili ai monconi a sfera. Gli attacchi di questo tipo offrono prestazioni ottimali per l'applicazione di **Overdenture** su impianti dentali. Essi si applicano sugli Impianti per la **riabilitazione** con Overdenture. L'Abutment **funziona da pivot** all'interno del ritenitore inserito nella cappetta metallica fissata nella protesi, lasciandole agio di movimento e al contempo fornendo una **ritenzione ottimale**. Esso rimane connesso con la **Cappetta** metallica nell'Overdenture attraverso il ritenitore che ha ampio range di movimento. La caratteristica **autocentrante** degli attacchi consente ai Pazienti di posizionare la propria protesi mobile **semplicemente e senza causare danni** alle sue diverse componenti.



	Altezza	Codice
● Piattaforma NP	1	W-MSL01-SPI
	2	W-MSL02-SPI
	3	W-MSL03-SPI
	4	W-MSL04-SPI
	5	W-MSL05-SPI
● Piattaforma RP	1	W-MSL01-MPI
	2	W-MSL02-MPI
	3	W-MSL03-MPI
	4	W-MSL04-MPI
	5	W-MSL05-MPI

Accessori per Locator

Include **6 elementi**.

Codice
CP-LOC



T-base

Destinati ad essere utilizzati dai **laboratori odontotecnici** che dispongono centri di lavoro **CAD-CAM**. Nello specifico, l'utilizzo è analogo a quello dei **monconi dritti**, con la differenza che sono specificamente progettati per l'**incollaggio di manufatti fresati**. Durante la fase di progettazione CAD CAM è possibile modellare una corona con caratteristiche perfettamente idonee alle dimensioni biologiche del paziente, **stabilendone la posizione** con un'approssimazione di pochi micron. Vengono realizzate nelle due varianti **rotante e non rotante** per permetterne l'utilizzo sia su elementi singoli sia su arcate o semiarcate.



Il t-base h 7 mm è disponibile con vite torx dedicata quando è necessario correggere una inclinazione

	Altezza (mm)	Tipo	h tras mucosa	Codice	Codice vite
● Piattaforma NP	4	hex	0.5	W-TBE0A-SPI	VSSP
			1.5	W-TBE1A-SPI	
			3	W-TBE3A-SPI	
		no hex	0.5	W-TBNE0A-SPI	
			1.5	W-TBNE1A-SPI	
			3	W-TBNE3A-SPI	
	7	hex	0.5	W-TBE0B-SPI	VST6-16
			1.5	W-TBE1B-SPI	
			3	W-TBE3B-SPI	
		no hex	0.5	W-TBNE0B-SPI	
			1.5	W-TBNE1B-SPI	
			3	W-TBNE3B-SPI	
● Piattaforma RP	4	hex	0.5	W-TBE0A-MPI	VSMP
			1.5	W-TBE1A-MPI	
			3	W-TBE3A-MPI	
		no hex	0.5	W-TBNE0A-MPI	
			1.5	W-TBNE1A-MPI	
			3	W-TBNE3A-MPI	
	7	hex	0.5	W-TBE0B-MPI	VST6-20
			1.5	W-TBE1B-MPI	
			3	W-TBE3B-MPI	
		no hex	0.5	W-TBNE0B-MPI	
			1.5	W-TBNE1B-MPI	
			3	W-TBNE3B-MPI	

Scan body

Utilizzato per la **rilevazione**, con l'ausilio di **scanner**, dell'esatta posizione **dell'impianto endosseo**. Il fine è quello di ricostruire materialmente o virtualmente l'esatta **riproduzione** del cavo orale che dovrà ricevere la protesi dentaria.



	Codice	Codice vite
● Piattaforma NP	W-SCAN-SPI	VSSP
● Piattaforma RP	W-SCAN-MPI	VSMP

Monconi CR-CO

Si tratta di un **prodotto alternativo ai monconi calcinabili**, quindi destinato a essere impiegato in **laboratorio** con la tecnica della fusione a cera persa; la principale differenza risiede nel fatto che, nei monconi UCLA, la parte della connessione implantare viene realizzata tramite **tornitura** in **Cromo Cobalto**. Su questa base viene assemblata per incastro la parte **calcinabile** realizzata in **PMMA**.

A seguito della fusione, il moncone si presenta come un unico pezzo, privo di giunzioni meccaniche, dove però l'unica parte fusa è quella coronale, mentre la connessione tornita mantiene inalterate le sue caratteristiche dimensionali e funzionali e non richiede interventi di ripresa e finitura. Contrariamente a quanto avviene con i **monconi calcinabili**, dove la realizzazione di una connessione perfettamente efficiente è subordinata alla qualità della fusione e all'abilità dell'odontotecnico nell'effettuare la ripresa della stessa.



	Tipo	h tras mucosa	Codice	Codice vite
● Piattaforma NP	hex	1	W-MCRE1-SPI	VSSP
		3	W-MCRE3-SPI	
	no hex	1	W-MCRNE1-SPI	
		3	W-MCRNE3-SPI	
● Piattaforma RP	hex	1	W-MCRE1-MPI	VSMP
		3	W-MCRE3-MPI	
	no hex	1	W-MCRNE1-MPI	
		3	W-MCRNE3-MPI	

Analogo digitale

L'analogo **riproduce la connessione dell'impianto al moncone** ed è utilizzato dall'odontotecnico. Viene **connesso** al transfer e successivamente **coperto** dalla **colata in gesso**. Realizzati nella versione **digitale** sono indicati per coloro che realizzano impronte con **scanner intraorali**.



	Codice	Codice vite
● Piattaforma NP	W-AND-SPI	-
	W-ANDV-SPI	Z-VAND-I 
● Piattaforma RP	W-AND-MPI	-
	W-ANDV-MPI	Z-VAND-I 

Moncone Mua dritto

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite** di chiusura in titanio.
Dispositivo in **plastica** (ALPORT) **pre-assemblato**.
Indicato per la **zona anteriore**.



	Altezza (mm)	Codice
● Piattaforma NP	1.5	W-UMD1-SPI
	2	W-UMD2-SPI
	3	W-UMD3-SPI
● Piattaforma RP	1.5	W-UMD1-MPI
	2	W-UMD2-MPI
	3	W-UMD3-MPI

Moncone Mua angolato

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Fornito con **vite** di chiusura in titanio.
Posizionatore in **acciaio** (MAAST) **pre-assemblato**.



	Angolazione	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma NP	17°	2	W-UMA172-SPI	W-MAVIT-SPI
		3	W-UMA173-SPI	
	30°	3	W-UMA303-SPI	
		4	W-UMA304-SPI	
		5	W-UMA305-SPI	
● Piattaforma RP	17°	2	W-UMA172-MPI	W-MAVIT-MPI
		3	W-UMA173-MPI	
	30°	3	W-UMA303-MPI	
		4	W-UMA304-MPI	
		5	W-UMA305-MPI	

Vite di guarigione Mua

Realizzata in **POM-C**. Fornita con **vite** di chiusura in titanio.

Indicata per il **condizionamento dei tessuti molli**.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
4	U-CC-MPE	ALTAPS
8	U-CL-MPE	

Transfer d'impronta Mua

Realizzato in **titanio Gr. 5**.

Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
10	U-TR-MPE	ALICMAS

Analogo da laboratorio Mua

Realizzato in **titanio Gr. 5**.

Riproduce la **connessione del Mua**.



Altezza (mm)	Codice
13	U-AN-MPE

Cilindro provvisorio ritentivo Mua

Realizzato in **titanio Gr. 5**.
Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
12	U-MT-MPE	ALTAPS

Cilindro provvisorio liscio Mua

Realizzato in **titanio Gr. 5**.
Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
10	U-MTL-MPE	ALTAPS

Moncone da saldatura

Realizzato in **titanio Gr. 5**.
Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
12	U-MTL1-MPE	ALTAPS

Moncone calcinabile Mua

Realizzato in **POM-C**. Fornito con **vite** di chiusura in titanio.
Fresabile e fondibile secondo le esigenze.



Altezza (mm)	Codice	Codice vite
10	U-C-MPE	ALTAPS

Moncone calcinabile con base cromo-cobalto Mua

Realizzato in **cromo-cobalto** con parte calcinabile in PMMA.
Vite di chiusura **inclusa**.



Codice	Codice vite
U-MCRNE-MPE	ALTAPS

Scan body Mua

Utilizzato per la **rilevazione**, con l'ausilio di **scanner**, dell'esatta **posizione** dell'impianto endosseo. Il fine è quello di **ricostruire** materialmente o virtualmente l'esatta **riproduzione del cavo orale** che dovrà ricevere la protesi dentaria.



Codice	Codice vite
U-SCAN-MPE	ALTAPS

Analogo digitale Mua

L'analogo riproduce la **connessione dell'impianto al moncone** ed è utilizzato dall'odontotecnico. Viene connesso al **transfer** e successivamente coperto dalla **colata in gesso**. Realizzati nella versione **digitale** sono indicati per coloro che realizzano impronte con **scanner intraorali**.



Codice	Codice vite
U-AND-MPE	-
U-ANDV-MPE	Z-VAND-I 

MINI IMPIANTO MONOFASICO

TOP MINI

Mini impianti monofasici con moncone fisso o a sfera: una struttura di supporto a lungo termine per stabilizzare protesi mobili inferiori e superiori, indicata anche per un dente singolo, una corona o un ponte. Il diametro ridotto favorisce una guarigione più rapida e una stabilizzazione immediata quando non si possono usare diametri maggiori. Realizzati in titanio Gr. 5.



TOP MINI F Moncone fisso **TOP MINI S** Moncone a sfera

TOP MINI F MONCONE FISSO

Ideale per i piccoli spazi, nei casi post-estrattivi e per restauri cementati.

TOP MINI S MONCONE A SFERA

Indicato per protesi mobili con tecnica overdenture. Sfera con rivestimento TiN.

- 01 Connessione esagonale per l'avvitamento
- 02 Diametri 2,7 e 3,2 mm
- 03 Spira singola
- 04 Superficie BIO-ACTIVE

TOP MINI F Moncone fisso h 7 mm · Hex 2,5 · Titanio Gr. 5

Ø · lunghezza (mm)	8,5	10	11,5	13	15
Ø 2,7 Moncone fisso	● 2708-MF	● 2710-MF	● 2711-MF	● 2713-MF	● 2715-MF
Ø 3,2 Moncone fisso	● 3208-MF	● 3210-MF	● 3211-MF	● 3213-MF	● 3215-MF

TOP MINI S Sfera Ø 2,5 · Hex 2,5 · Titanio Gr. 5

Ø · lunghezza (mm)	8,5	10	11,5	13	15
Ø 2,7 Moncone a sfera	● 2708-MS	● 2710-MS	● 2711-MS	● 2713-MS	● 2715-MS
Ø 3,2 Moncone a sfera	● 3208-MS	● 3210-MS	● 3211-MS	● 3213-MS	● 3215-MS

Analogo all'impianto

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Riproduce fedelmente la **connessione dell'impianto**.
Utilizzato per la preparazione di modelli in **laboratorio**.



	Connessione	Altezza	Codice
● Moncone FISSO	2.5	14	AN-MF
● Moncone A SFERA	2.5	14	AN-MS

Transfer da impronta

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Utilizzato per la **presa d'impronta**.



	Connessione	Altezza	Codice
●	2.5	9	TR-M

Moncone dritto in titanio

Realizzato in **titanio Gr. 5**. Utilizzabile per **protesi cementate, corone singole o ponti**.
Fresabile secondo le necessità protesiche.



	Connessione	Altezza	Codice
●	2.5	9	MD-M

Moncone calcinabile

Realizzato in **PMMA**. Disponibile **antirotazione (HEX)** e **rotante (NO HEX)**.
Fresabile e fondibile secondo le esigenze.



	Connessione	Altezza	Tipo	Codice
●	2.5	8	HEX	MCE-M
			NO HEX	MCNE-M

MONOFASICO

TOP ONE

Impianto monofasico pensato per i trattamenti a carico immediato e non solo: un unico pezzo, pratico e stabile, particolarmente adatto alle protesi avvitate a carico immediato. Fornito con mounter pre-assemblato con indicatore colorato in base all'angolazione.



TOP ONE Moncone dritto **TOP ONE** Angolato 17° o 30°

Moncone dritto ZONA ANTERIORE

Moncone fisso dritto, indicato per la zona anteriore.

Angolato 17° / 30° ANTERIORE / POSTERIORE

Moncone fisso angolato: 17° per la zona anteriore, 30° per la zona posteriore.

- 01 Filetto interno da 1,8 mm ad alta robustezza
- 02 Piattaforma 4,8 mm
- 03 Connessione ottagonale per l'avvitamento
- 04 Moncone fisso: nessun rischio di movimento o svitamento
- 05 Superficie BIO-ACTIVE
- 06 Spira semplice, fresature e conicità apicali, punta arrotondata

TOP ONE Ø 4,00 · Titanio Gr. 4

Ø · lunghezza (mm)	10	11,5	13	15	18
Dritto Moncone fisso dritto	● 004010002	● 004011002	● 004013002	● 004015002	—
17° Moncone angolato 17°	● 004010172	● 004011172	● 004013172	● 004015172	—
30° Moncone angolato 30°	—	● 004011304	● 004013304	● 004015304	● 004018304

Vite di guarigione

Realizzata in **POM-C**. Fornita con **vite** di chiusura in titanio.

Indicata per il **condizionamento dei tessuti molli**.



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma 4.0 mm	4	U-CC-OO	VS-OO
	8	U-CL-OO	

Transfer d'impronta

Realizzato in **titanio Gr. 5**.

Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma 4.0 mm	10	U-TR-OO	VTR-OO

Analogo da laboratorio

Realizzato in **titanio Gr. 5**.

Riproduce la **connessione del Mua**.



	Altezza (mm)	Codice
● Piattaforma 4.0 mm	13	U-AN-OO

Cilindro provvisorio ritentivo

Realizzato in **titanio Gr. 5**.
Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma 4.0 mm	12	U-MT-00	VS-00

Cilindro provvisorio liscio

Realizzato in **titanio Gr. 5**.
Fornito con **vite** di chiusura in titanio.



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma 4.0 mm	10	U-MTL-00	VS-00

Moncone calcinabile

Realizzato in **POM-C**. Fornito con **vite** di chiusura in titanio
Fresabile e fondibile secondo le esigenze.



	Altezza (mm)	Codice	Codice vite
● Piattaforma 4.0 mm	10	U-C-00	VS-00

Scan body

Utilizzato per la **rilevazione**, con l'ausilio di **scanner**, dell'esatta posizione **dell'impianto endosseo**. Il fine è quello di ricostruire materialmente o virtualmente l'esatta **riproduzione** del cavo orale che dovrà ricevere la protesi dentaria.



	Codice	Codice vite
● Piattaforma 4.0 mm	U-SCAN-00	VS-00

Analogo digitale

L'analogo **riproduce la connessione dell'impianto al moncone** ed è utilizzato dall'odontotecnico. Viene **connesso** al transfer e successivamente **coperto** dalla **colata in gesso**. Realizzati nella versione **digitale** sono indicati per coloro che realizzano impronte con **scanner intraorali**.



	Codice
● Piattaforma 4.0 mm	U-AND-00

COMPONENTI PROTESICHE

Viti sfuse

Viti di ricambio per componenti protesiche, transfer, MUA e analoghi digitali.

Connessione	Codice	Descrizione	Ingaggio	Filetto
TOP CONE	VST6-20	Vite per T-base inclinato M 2.0	Torx 6	M 2.0
TOP CONE	VST6-16	Vite per T-base inclinato M 1.6	Torx 6	M 1.6
TOP CONE	VSSP	Vitina con stella SP	Torx	M 1.6
TOP CONE	VSMP	Vitina con stella MP	Torx	M 2.0
TOP CONE	VSLP	Vitina con stella LP	Torx	M 2.5
TOP CONE	W-MAVIT-SPI	Vite MUA angolato conico SP	Torx	M 1.6
TOP CONE	W-MAVIT-MPI	Vite MUA angolato conico MP	Torx	M 2.0
TOP CONE	W-VT-MPI	Vite per transfer conico MP	Torx	M 2.0
TOP CONE	W-VT-SPI	Vite per transfer conico SP	Torx	M 1.6
TOP HEX	VS-I	Vitina M 1.8 per protesica es. int.	Hex	M 1.8
TOP HEX	VTR3-I	Vitina per transfer 3 sezioni es. int.	Hex	M 1.8
TOP HEX	VTR-I	Vitina per transfer pick-up es. int.	Hex	M 1.8
TOP HEX	MAVIT-I	Vite MUA angolato es. int.	Torx	M 1.8
TOP HEX	VST6-18	Vite per T-base inclinato M 1.8	Torx 6	M 1.8
TOP ZETA	VS-Z	Vite protesica 1/72 per es. int. tipo Z	Hex	1/72
TOP ZETA	MAVIT-Z	Vite MUA angolato es. int. tipo Z	Hex	1/72
TOP ZETA	VTR-Z	Vitina per transfer TOP ZETA	Hex	1/72
TOP ZETA	VST6-172	Vite per T-base inclinato M 1/72	Torx 6	1/72
TOP ONE	VTR-00	Vitina per mounter guidata TOP ONE	Torx	M 1.8
TOP ONE	VS-00	Vitina per monofasici TOP ONE	Torx	M 1.8
TOP ONE	VMG-00	Vite per mounter guidata TOP ONE	Torx	M 1.8
Tutte • MUA	ALTAPS	Vite M 1.4 per MUA	Torx	M 1.4
MUA	ALICMAS	Vite transfer MUA	Torx	M 1.4
Tutte	Z-VAND-I	Vite per analoghi digitali	Hex	M 2.0

Avvitatore per impianto da cricchetto (e.e.)

Realizzato in **acciaio**.

Indicato per **proseguire l'avvitamento dell'impianto con il cricchetto**.



	Tipo	Codice
● Piattaforma 3.5 mm	18 mm	CRC-SPE
	23 mm	CRM-SPE
● Piattaforma 4.1 mm	18 mm	CRC-MPE
	23 mm	CRM-MPE
● Piattaforma 5.1 mm	18 mm	CRC-LPE
	23 mm	CRM-LPE

Avvitatore per impianto da contrangolo (e.e.)

Realizzato in **acciaio**. Consente di **prelevare** l'impianto direttamente dalla confezione e di **posizionarlo** in sito senza manipolazioni.



	Tipo	Codice
● Piattaforma 3.5 mm	23 mm	CAC-SPE
	28 mm	CAM-SPE
● Piattaforma 4.1 mm	23 mm	CAC-MPE
	28 mm	CAM-MPE
● Piattaforma 5.1 mm	23 mm	CAC-LPE
	28 mm	CAM-LPE

Avvitatore per impianto da cricchetto (e.i.)

Realizzato in **acciaio**.

Indicato per **proseguire l'avvitamento dell'impianto con il cricchetto**.



	Tipo	Codice
● Piattaforma 3.5 mm	18 mm	CRC-I
	25 mm	CRM-I
● Piattaforma 4.0 mm	18 mm	CRC-I
	25 mm	CRM-I
● Piattaforma 5.0 mm	18 mm	CRC-I
	25 mm	CRM-I

Avvitatore per impianto da contrangolo (e.i.)

Realizzato in **acciaio**. Consente di **prelevare l'impianto** direttamente dalla confezione e di **posizionarlo** in sito senza manipolazioni.



	Tipo	Codice
● Piattaforma 3.5 mm	20 mm	CAC-I
	25 mm	CAM-I
● Piattaforma 4.0 mm	20 mm	CAC-I
	25 mm	CAM-I
● Piattaforma 5.0 mm	20 mm	CAC-I
	25 mm	CAM-I

Avvitatore TOP MINI da cricchetto

Realizzato in **acciaio**.
Indicato per **proseguire l'avvitamento** dell'impianto con il cricchetto.



	Tipo	Codice
● Piattaforma 2.5 mm	19 mm	CRC-M

Avvitatore TOP MINI da contrangolo

Realizzato in **acciaio**. Consente di **prelevare** l'impianto direttamente dalla confezione e di **posizionarlo** in sito senza manipolazioni.



	Tipo	Codice
● Piattaforma 2.5 mm	25 mm	CAC-M

Avvitatore TOP ONE da cricchetto

Realizzato in **acciaio**.
Indicato per **proseguire l'avvitamento** dell'impianto con il cricchetto.



	Tipo	Codice
● Piattaforma Monofasico	19 mm	CRC-OO

Avvitatore TOP ONE da contrangolo

Realizzato in **acciaio**. Consente di **prelevare l'impianto direttamente** dalla confezione e di posizionarlo in sito senza manipolazioni.



	Tipo	Codice
● Piattaforma Monofasico	27 mm	CAC-00

Avvitatore da contrangolo impianto es. int. conico

Realizzato in **acciaio**. Consente di **prelevare** l'impianto direttamente dalla confezione e di **posizionarlo** in sito senza manipolazioni.



	Tipo	Codice
● Piattaforma NP	21 mm	W-CACC-I
	25 mm	W-CAC-I
	28 mm	W-CAM-I
● Piattaforma RP	21 mm	W-CATCC-I
	25 mm	W-CATC-I
	28 mm	W-CATM-I

Avvitatore da cricchetto impianto es. int. conico

Realizzato in **acciaio**.
Indicato per **proseguire l'avvitamento** dell'impianto con il cricchetto.



	Tipo	Codice
● Piattaforma NP	12.5 mm	W-CRCC-I
	18 mm	W-CRC-I
	25 mm	W-CRM-I
● Piattaforma RP	12.5 mm	W-CRTCC-I
	18 mm	W-CRTC-I
	25 mm	W-CRTM-I

Avvitatore a stella da cricchetto

Realizzato in **acciaio**. **Universale** per l'avvitamento di tutte le
viti protesiche, monconi a sfera e viti di guarigione.



Lunghezza	Tipo	Codice
25 mm	Torx	CRTXC
30 mm	Torx	CRTXM

Avvitatore a stella da contrangolo

Realizzato in **acciaio**. **Universale** per l'avvitamento di tutte le
viti protesiche, monconi a sfera e viti di guarigione.



Lunghezza	Tipo	Codice
25 mm	Torx	CATXC
30 mm	Torx	CATXM

Cacciavite manuale a stella

Realizzato in **acciaio**. **Universale** per l'avvitamento di tutte le
viti protesiche, monconi a sfera e viti di guarigione.



Lunghezza	Tipo	Codice
21 mm	Torx	DRTXC
25 mm	Torx	DRTXM

Avvitatore esagonale da cricchetto

Realizzato in **acciaio**. **Universale** per l'avvitamento di tutte le **viti protesiche, monconi a sfera e viti di guarigione**.



Lunghezza	Tipo	Codice
25 mm	Hex	CRTC-I
30 mm	Hex	CRTM-I

Avvitatore esagonale da contrangolo

Realizzato in **acciaio**. **Universale** per l'avvitamento di tutte le **viti protesiche, monconi a sfera e viti di guarigione**.



Lunghezza	Tipo	Codice
25 mm	Hex	CATC-I
30 mm	Hex	CATM-I

Cacciavite manuale esagonale

Realizzato in **acciaio**. **Universale** per l'avvitamento di tutte le **viti protesiche, monconi a sfera e viti di guarigione**.



Lunghezza	Tipo	Codice
21 mm	Hex	DRTC-I
25 mm	Hex	DRTM-I

Cacciavite manuale esagono 0.9

Realizzato in **acciaio**. Da utilizzare per **vite tappo** impianti ad esagono esterno **diametro 3.30**.



Lunghezza	Tipo	Codice
21 mm	Hex	DRT-SPE

Avvitatore per Mua dritti da contrangolo

Realizzato in **acciaio**. Utilizzato per l'avvitamento di **monconi MUA dritti** con il manipolo.



Lunghezza	Tipo	Codice
23 mm	Hex	CAC-MD

Avvitatore per Mua dritti da cricchetto

Realizzato in **acciaio**. Utilizzato per l'avvitamento di **monconi MUA dritti** con il cricchetto.



Lunghezza	Tipo	Codice
19 mm	Hex	CRC-MD

Prolunga per frese

Realizzato in **acciaio**.



Lunghezza	Codice
25 mm	PFR

Chiave a cricchetto

Realizzata in **acciaio**.
Da usare in **combinazione con i connettori "CR"** connessione esagonale da 3,5 mm.



Lunghezza	Codice
80 mm	CRCH

Chiave dritta

Realizzata in **acciaio**. Per l'avvitamento manuale in **combinazione** con i connettori "CR" connessione esagonale da 3,5 mm.



Lunghezza	Codice
140 mm	CRCHD

Chiave digitale manuale

Realizzata in **acciaio**. Per l'avvitamento manuale in **combinazione** con i connettori "CR" connessione esagonale da 3,5 mm.



Lunghezza	Codice
10 mm	CRCHM

Convertitore da contrangolo a cricchetto

Realizzata in **acciaio**.



Lunghezza	Codice
22 mm	CONV-CA-CR

Cacciavite da contrangolo per viti Torx6

Realizzata in **acciaio**. Utilizzabile per le viti **Torx6** dei **Ti base angolati**.



Lunghezza	Codice
32,5 mm	CA0630-X

Perno di parallelismo

Realizzato in **titanio Gr. 4**. Indicato per verificare il **parallelismo del sito** preparato durante **fresatura**.



Diametro	Lunghezza	Codice
2.0 / 3.0	27 mm	PPL

Pinzetta in titanio

Realizzato in **titanio Gr.4**



Lunghezza	Codice
100 mm	PZT

Sonda chirurgica

Realizzato in **titanio Gr.4**



Lunghezza	Codice
85 mm	SCH

Fresa a lancia

Realizzata in **acciaio INOX**. Utilizzata come **fresa pilota** per l'incisione della **corticale** durante la fase iniziale di **foratura**.



Diametro	Lunghezza	Codice
1.5	30	FRLI

Fresa

Realizzata in **acciaio INOX**. Rivestimento in **superficie DLC**.
Tacche di profondità per facilitare la fase chirurgica.



Diametro	Altezza (mm)	Codice
2.0	32	FR20C
	37	FR20L
2.6	32	FR26C
	37	FR26L
3.0	32	FR30C
	37	FR30L
3.2	32	FR32C
	37	FR32L
3.4	32	FR34C
	37	FR34L
3.8	32	FR38C
	37	FR38L
4.2	32	FR42C
	37	FR42L
4.5	32	FR45C
	37	FR45L
4.8	32	FR48C
	37	FR48L

Fresa con doppio diametro con stop

Realizzata in **acciaio inossidabile**. Rivestimento in **superficie DLC**.

Tacche di profondità per facilitare la fase chirurgica e possibilità di montare gli Stop per una **maggiore sicurezza**. I diametri differenti tra la zona **apicale** e **coronale** garantiscono il fitting con l'impianto.



Diametro	Altezza (mm)	Codice
2.0 - 2.4	36	FR2024
2.4 - 2.8		FR2428
2.8 - 3.3		FR2833
3.3 - 3.8		FR3338
3.8 - 4.4		FR3844
4.4 - 4.8		FR4448

Stop per frese

Realizzato in **acciaio inossidabile**. Questo nuovo **kit di stop** di profondità garantisce **osteotomie ottimali** e sicure grazie al controllo della **profondità**. Facilità di inserimento e **rimozione** e maggior sicurezza in fase chirurgica.



Diametro	Altezza (mm)	Codice
4	7	ST4007
	8.5	ST4008
	10	ST4010
	11.5	ST4011
	13	ST4013
	15	ST4015
4.8	7	ST4807
	8.5	ST4808
	10	ST4810
	11.5	ST4811
	13	ST4813
	15	ST4815

Frese lunghe con stop

Realizzate in **acciaio inossidabile**. Rivestimento di superficie in **DLC**.
Tacche di profondità per **facilitare la fase chirurgica** e possibilità di montare gli **Stop** per una maggiore **sicurezza**.



	Diametro	Altezza (mm)	Codice
	2.0	36	FR20LS
	2.6		FR26LS
	3.2		FR32LS
	3.8		FR38LS
	4.2		FR42LS

Maschiatore / Maschiatore per osso denso

Realizzato in **acciaio**. Indicato per la preparazione del sito in presenza di **osso di tipo 1 o 2**. Rivestimento in **DLC**.



Maschiatore	Diametro	Altezza (mm)	Codice
	3.3	33	MAS-33
	3.7		MAS-37
	4.0		MAS-40
	4.2		MAS-42
	5.0		MAS-50

Maschiatore per osso denso	Diametro	Altezza (mm)	Codice
	3.3	33	MAS-33L
	3.7		MAS-37L
	4.2		MAS-42L
	5.0		MAS-50L

Counter sink

Realizzato in **acciaio**. Indicato per la preparazione del sito in presenza di **osso di tipo 1 o 2**.



	Diametro	Altezza (mm)	Codice
●	3.5	30	CS-SP
●	4.0 / 4.1	30	CS-MP
●	5.0 / 5.1	30	CS-LP

Mucotomo

Realizzato in **acciaio**. Utilizzato per creare **un'incisione completa** del lembo della **mucosa**. Rivestimento in **DLC**.



Diametro	Altezza (mm)	Codice
4.5	28	MUC-45
6.0	28	MUC-60

Bone profiler

Realizzato in **acciaio**.



Codice
FRS49K

Cappetta-guida per bone profiler

Codice
Z-CBM-MPI



Cappetta-guida per bone profiler

Codice
● Piattaforma NP W-CBM-SPI
● Piattaforma RP W-CBM-MPI



Frese per impianto Pterigoideo

Realizzate in **acciaio inossidabile**. Rivestimento di superficie in **DLC**.
Tacche di profondità per **facilitare la fase chirurgica**.



Diametro	Altezza (mm)	Codice
2.3	60	FR2026L
2.8		FR2530L

Osteotomi

Realizzati in **acciaio inossidabile**.
Tacche di profondità per **facilitare la fase chirurgica**.



Diametro	Codice
2.0 - 2.4	OST2
2.4 - 2.8	OST3

Cacciavite extraorale



Codice
CRCHP

STRUMENTARIO

Kit chirurgico

Il vassoio chirurgico alloggia e rende subito disponibili, in condizioni di sterilità, tutti gli strumenti necessari per l'intervento.



- Un solo kit per tutti gli impianti TopBioCare
- Semplice, elegante e pratico
- Lavoro più rapido e ordinato grazie al codice colore
- Diverse possibilità di posizionamento del vassoio
- Personalizzabile e componibile secondo le esigenze

- 01 Testato per oltre 1000 cicli di sterilizzazione
- 02 Plastica resistente agli urti
- 03 Supporti in silicone contro i movimenti durante il trasporto
- 04 Marcature laser per una facile individuazione
- 05 Frese, counter sink e maschiatori
- 06 Avvitatori per impianti e per protesica
- 07 Vaschetta in acciaio INOX e vassoio rimovibile

Pulizia

Smontare tutti i pezzi, lasciarli 15 minuti in soluzione detergente, lavarli 15 minuti in ultrasuoni con detergente enzimatico a pH neutro, risciacquare con acqua per circa 3 minuti.

Sterilizzazione

In autoclave, secondo le istruzioni dell'apparecchio. Cicli abituali: 121 °C per 20 min a 1 atm, oppure 134 °C per 3,5 min a 2 atm, più asciugatura. Non superare 135 °C, 20 min e 2,2 bar. I tray sono forniti non sterili.

QUALITÀ OSSEA

Le quattro categorie di osso

Il protocollo chirurgico tiene conto dei diversi gradi di durezza ossea, per ottenere un'elevata stabilità primaria con ogni densità.

Tipo I

Osso compatto e omogeneo

Tipo II

Corticale spessa su osso trabecolare

Tipo III

Corticale sottile su trabecolare denso

Tipo IV

Corticale molto sottile su trabecolare a bassa densità

PROTOCOLLO CHIRURGICO

Sequenza di foratura consigliata

La barra indica le frese da usare in sequenza, dalla fresa a lancia fino all'ultima. La procedura si riferisce a un impianto di lunghezza 15 mm. Le frese non hanno irrigazione interna: raffreddare esternamente durante la foratura.

Impianti cilindrici

Ø · osso	Lancia	FR20C-L	FR26C-L	FR30C-L	FR32C-L	FR34C-L	FR38C-L	FR42C-L	Counter sink	Maschiatore
Ø 3,30 SP Osso D3 D4									● CS-SP	
Ø 3,30 SP Osso D1 D2									● CS-SP	● MAS-33
Ø 3,75 MP Osso D3 D4									● CS-MP	
Ø 3,75 MP Osso D1 D2									● CS-MP	● MAS-37
Ø 4,00 MP Osso D3 D4									● CS-MP	
Ø 4,00 MP Osso D1 D2									● CS-MP	● MAS-40
Ø 4,25 MP Osso D3 D4									● CS-MP	
Ø 4,25 MP Osso D1 D2									● CS-MP	● MAS-42
Ø 5,00 MP Osso D3 D4									● CS-LP	
Ø 5,00 MP Osso D1 D2									● CS-LP	● MAS-50

Impianti conici

Ø · osso	Lancia	FR2020	FR2024	FR2428	FR2833	FR3338	FR3844	FR4448	Counter sink	Maschiatore
Ø 3,30 SP Osso D3 D4									● CS-SP	
Ø 3,30 SP Osso D1 D2									● CS-SP	● MAS-33
Ø 3,75 SP Osso D3 D4									● CS-MP	
Ø 3,75 SP Osso D1 D2									● CS-MP	● MAS-37
Ø 4,25 MP Osso D3 D4									● CS-MP	
Ø 4,25 MP Osso D1 D2									● CS-MP	● MAS-42
Ø 5,00 MP Osso D3 D4									● CS-LP	
Ø 5,00 MP Osso D1 D2									● CS-LP	● MAS-50
Ø 5,50 MP Osso D3 D4									● CS-LP	
Ø 5,50 MP Osso D1 D2									● CS-LP	● MAS-50

Come ordinare

Per ordinare bastano il codice prodotto riportato in questo catalogo e la quantità. Ti rispondiamo per telefono, WhatsApp o email.

1

Primo contatto

Verifichiamo l'iscrizione all'Albo e attiviamo il tuo listino.

2

Invia l'ordine

Indica codici e quantità per telefono, WhatsApp o email all'indirizzo ordini.

3

Ricevi in studio

Gli ordini ricevuti entro le 14:00 partono in giornata e arrivano in 24/48 ore lavorative in tutta Italia.

Telefono e WhatsApp

+39 371 332 1982

Email ordini

ordini.topbiocare@gmail.com

Sito

www.topbiocare.com

Tracciabilità

Ogni impianto spedito è registrato con lotto e codice UDI, così lo studio ha la tracciabilità pronta per la cartella del paziente.

Documentazione

Istruzioni per l'uso, schede tecniche e certificati sono consultabili sul sito per codice prodotto e lotto. La copia cartacea delle istruzioni è gratuita su richiesta.

Condizioni di vendita

Ordini, prezzi, consegna, pagamento, resi e garanzia sono descritti nelle condizioni di vendita pubblicate sul sito.

Note



Il tuo referente per l'implantologia

TELEFONO E WHATSAPP

+39 371 332 1982

EMAIL ORDINI

ordini.topbiocare@gmail.com

SITO

www.topbiocare.com

Dispositivi medici destinati esclusivamente a professionisti del settore odontoiatrico. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni per l'uso, disponibili anche in formato elettronico (eIFU). Dispositivi marcati CE 0425 ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.

Le immagini hanno scopo illustrativo. Dati tecnici soggetti a variazioni: TopBioCare si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

TopBioCare® è un marchio di N&G S.r.l.s. unipersonale • Via Alessandro Torlonia 10, 00161 Roma • P.IVA 15460821000